

# Финишная обработка и полировка до зеркального блеска



## OneGloss И SuperBuff

**OneGloss** – финишная обработка и полировка до зеркального блеска

Инструменты OneGloss подходят для финишной обработки и полировки композитов за одну операцию, для удаления избыточного цемента и полировка эмали с легким усилием нажима. Удаление изменений цвета на поверхности без повреждения эмали при легком усилии нажима.

**Super-Snap SuperBuff** – зеркальная полировка композитных реставраций

Диск SuperBuff - это универсальный инструмент для высокоглянцевой полировки прямых и не прямых композитных реставраций. Пропитанный пастой войлочный диск после увлажнения образует кремообразную пену, которая при полировке за очень короткое время приводит к зеркальному блеску.



Проверенные продукты для лучшей стоматологии

## С системой для высокого блеска

### OneGloss – Два в одном

OneGloss-Инструменты изготовлены из высококонцентрированного оксида алюминия с силиконовой связкой.

OneGloss позволяет проводить финишную обработку и полировку всего одним инструментом. Вы определяете качество своей работы, просто изменяя силу давления.

- Усилие приibl. 1,0 Ньютон – Финировка
- Усилие приibl. 0,3 Ньютона – Полировка

#### Информация для заказа



Форма	Чаша	Миди конус	IC	Мини конус	Мандрель
№ ISO	060	060	100	030	
№ заказа.	0181	0182	0183	0186	0435

OneGloss поставляется в следующих формах:

- Чашка для бугров, режущего края, окклюзионная
- Наконечник Midi для окклюзионных, губных, язычных, щечных поверхностей
- IC для губных, язычных, буккальных, интерпроксимальных
- Накладной мини-наконечник для фиссур, шейный

#### OneGloss Kit

3 формы по 20 полировальных головок и 3 мандрели, № заказа. 0180

### SuperBuff – Полировка композитных реставраций до зеркального блеска



Войлочная поверхность диска SuperBuff наполнена пастой. Перед использованием смачивают водой, и на поверхности образуется кремообразная пена.

Диск можно использовать спереди и с плоской кромкой. Он поставляется в разобранном виде и используется с мандрелью Super Snap.

- пропитанный диск работает чисто
- быстрее, чем полировка пастами
- полирует все композиты
- активируется водой

#### Информация для заказа

##### Super-Snap SuperBuff Set

25 полировальных дисков и 2 мандрели, № для заказа 0535

Запасная упаковка по 50 штук без мандрелей

№ для заказа. 0536

Угловые мандрели, В упаковке 6 шт. 0439



Набор Super-Snap SuperBuff Set Артикул № 0535



OneGloss Kit № заказа. 0180

125310, Россия, Москва,  
Пятницкое шоссе, дом 36 корп. 1  
Тел. +7 499 550 34 00 ; +7 905701 66 62  
www.alkordent.ru  
korchagin-dental@mail.ru



**Алкор Дент**