


DiaStone_Z, DiaStone_L
DiaStone_Z, DiaStone_L



DiaStone



	Art.Nr. art.No.	Farbe color	Anwendung application	Korngröße grit size	S mm	H mm	Ø mm	B mm	
 10.000	327 4 HP	■ ■	L	очень мягкая 800	33	11	4	3	
	367 4 HP	■	Z					2,5	
	337 4 HP	■ ■	L	средняя 200	33	11	4	3	
	377 4 HP ⁺	■	Z					2,5	
	387 4 HP	■ ■	L	грубая 120	33	11	4	3	
	397 4 HP ⁺	■	Z					2,5	
 10.000	322 4 HP	■ ■	L	очень мягкая 800	34	12	4		
	362 4 HP	■	Z					4,8	
	332 4 HP	■ ■	L	средняя 200	34	12	4		
	372 4 HP ⁺	■	Z					4,8	
	382 4 HP	■ ■	L	грубая 120	34	12	4		
	392 4 HP	■	Z					4,8	
 10.000	332 6 HP	■ ■	L	средняя 200	34	12	6		
	372 6 HP ⁺	■	Z					6,5	
	382 6 HP	■ ■	L	грубая 120	34	12	6		
	392 6 HP ⁺	■	Z					6,5	
 10.000	371 5 HP	■	Z	средняя 200	33		5		
 10.000	334 15 HP	■ ■	L	средняя 200	40	3	15		
	374 15 HP ⁺	■	Z						3,5
	334 15 R	■ ■	L						3
	374 15 R	■	Z						3,5
 10.000	335 22 HP	■ ■	L	средняя 200	40	3	22		
	375 22 HP	■	Z						2,2
	335 22 R	■ ■	L						3
	375 22 R	■	Z						2,2

- + HP.B lieferbar
- + HP.B deliverable
- + disponible avec tige HP.B
- + disponible con vástago de HP.B
- + disponibile con gambo di HP.B

Z рекомендуется для ZrO₂, керамика

L рекомендуется для LiSi₂, гибридная керамика