

SHOFU
Universal
Primer

Прочное соединение без ретенций



SHOFU Universal Primer

Просто, эффективно и универсально

SHOFU Universal Primer обеспечивает надежное соединение между пластмассовыми материалами, любыми металлическими сплавами, а также оксидом циркония и оксидом алюминия.

При использовании в сочетании с SHOFU Universal Pre-Opaker праймер обеспечивает устойчивую адгезию, в том числе во влажной среде, и даже позволяет отказаться от механических ретенций для металлических каркасов.

Обеспечение адгезии

- между светоотверждаемыми опакками и каркасами
- при изготовлении и ремонте работ с пластмассовой облицовкой
- при выполнении ремонта металлокерамических работ внутри и вне ротовой полости
- между металлическим базисом и пластмассой протеза
- между пластмассой и ортодонтическими устройствами

Преимущества

- Быстрое и простое использование без дополнительного оборудования
- Без цвета, отсутствие серых зон в области соединения
- Надежное адгезионное соединение, даже без ретенционных шариков
- Для любых стоматологических сплавов и каркасов на основе циркония
- Использование внутри и вне ротовой полости

Широкий спектр применения в сочетании с быстрым и простым нанесением без дополнительных принадлежностей или термической обработки делают преемника хорошо себя зарекомендовавшего SHOFU MZ Primer Plus универсальным решением для фиксации металлических и цирконовых каркасов, изготовленных в технологии CAD/CAM.



SHOFU Universal Primer



SHOFU Universal Pre-Opaker



SHOFU Universal Opaker

SHOFU Universal Pre-Opaker вместе с SHOFU Universal Primer обеспечивает согласованную систему соединения, которая чрезвычайно устойчива к воздействию гидролиза и термическим нагрузкам.

Последующая цветопередача желаемого оттенка зуба осуществляется с помощью универсальных опакков SHOFU, они предлагаются 31 оттенка.

Информация для заказа



SHOFU Universal Primer
Содержимое: 5 мл, номер Y0060

Сопутствующие продукты



SHOFU Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque – очень текучий и обеспечивает прочное соединение со сплавом и универсальными пастами-опакками.

Содержимое: 2 мл, номер 2111



SHOFU Universal Opaque

Светоотверждаемая, готовая к применению паста-опак. Наряду с 16 обычными оттенками зубов систему опаксов дополняют оттенки Bleaching, NCC и эффект-цвета.



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany, www.shofu.de
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.